

FICHA TECNICA DESINFECTANTE BIOCIDA

DESCRIPCION GENERAL: Los usos y aplicaciones del cloruro de amonio cuaternario de 5ª generación son: desinfectante de amplio espectro, virucida, fungicida, bactericida, tuberculicida, antiséptico, no es tóxico, no destiñe la ropa, no daña la piel, no irrita las mucosas. Para saneamiento de utensilios y equipos de desinfección de hospitales, inodoros, instrumentos médicos, desinfección de plantas procesadoras de carne y alimentos, lechería, avícolas e industrias conexas.

INSTRUCCIONES DE USO: Agite ante de usar, utilice elementos de protección personal, utilice el producto de la siguiente forma: para limpieza de superficies y desinfección personal, verifique y prepare únicamente la cantidad que necesite diariamente.

Actividades	Microorganismos	Evidencias en concentración de uso
	Clostridium difficile	Método ecométrico bactericida en solo 5 minutos.
	Escherichia coli ATCC 25922	Método ecométrico bactericida en solo 5 minutos, en
	Staphylococcus aureus ATCC 29213	presencia o ausencia de materia orgánica.
	Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	
Bacterici <mark>da</mark>		
Gram + Gram -		
	Klebsiella pneumoniae (KPC)	Método ecométrico bactericida en solo 1 minuto.
	Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	
Virucida	Hepatitis B y C Herpes simplex	Los amonios cuaternarios afectan a los virus
Lipofilicos (con envoltura)	HIV – Varicela – Rubeola – Influenza – Sarampión	envueltos en capa lipídica. (1, 2, 3)
Fungicida	Candida albicans ATCC 10231	Método ecométrico fungicida en solo 5 minutos, en
Hongos Levaduras Mohos	Aspergillus flavus ATCC 10124	presencia o ausencia de materia orgánica.
Tuberculicida (Micobactericida)	Mycobacterium terrae, reemplaza el Mycobacterium tuberculosis, según norma UNE-EN-14348	Método ecométrico tuberculicida en solo 5 minutos.
RUTALA William A, Guideline for Disinfection and		
Sterilization in Healthcare Facilities, 2008 2. CENTER FOR		
FOOD SECURITY AND PUBLIC HEALTH, Disinfection 101, 2008 3. Ewa Okblak, Andrzej Gamian, The biological activity of		
quaternary ammonium salts (QASs), Postepy Hig Med Dosw,		
2010;64: 201-211.		
La concentración evalua <mark>da, es la conc</mark> entración de uso y		
la mínima inhibitoria (CMI).		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Aspecto Físico: Líquido, lechoso, viscoso de olor característico.

Composición: Clo<mark>ruro de amonio de cuaternario de 5ª generación, Triclosan, Etanol</mark>, Nonil fenol, etc.

Estabilidad: El producto concentrado una vez disuelto puede precipitar por lo tanto necesita agitar antes de

usar.

Vida útil: 40 meses, siempre y cuando se mantenga tapado durante el uso.

Condiciones de

Almacenamiento: Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

Presentaciones:

1 Litro = diluye uno a uno.

1 Lt. Concentrado = diluye en 200 Lts.

Dirección: Av. Ecológica Inicio s/n Teléfonos: 70766827-72742497 Cochabamba - Bolivia